

Link do produktu: <https://malowidlo.pl/odkurzacz-wagrow-12w1-mikrodermabrazja-p-556.html>



ODKURZACZ WĄGRÓW 12w1 Mikrodermabrazja

Cena	35,99 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	9441574292308

Opis produktu

ODKURZACZ WĄGRÓW 12w1 Mikrodermabrazja Diamentowa
Innowacyjna i bezbolesna metoda oczyszczania, dla każdego typu skóry.

Multi-funkcyjne urządzenie czyszczące

ODKURZACZ DO WĄGRÓW, ZASKÓRNIKÓW I TRĄDZIKU

Najnowszy model! HIT na rynku kosmetycznym

Zadbaj o swoją cerę

Od zawsze masz problem z czarnymi widocznymi kropkami na twarzy? Jest to problem wielu kobiet i mężczyzn. Zazwyczaj zaskórники pojawiają się na brodzie, nosie i czole szczególnie w przypadku cery tłustej oraz mieszanej.

Dbanie o taką skórę jest szczególnie trudne. **Dzięki naszemu odkurzacowi wągrów natychmiast pozbędziesz się tych szpecących Twoją skórę niechcianych gości.**

Wygoda użytkowania

Urządzenie jest bardzo lekkie i poręczne. Odkurzacz do wągrów pozwoli Ci osiągnąć znakomite efekty dzięki multi-funkcjonalności zabiegów.

Zalety urządzenia i jego działanie 12w1:

- **MIKROKRystaliczne ZŁUSZCZANIE NASKÓRKA** Końcówka gwarantuje bezinwazyjne

odtłuszczanie górnej warstwy skóry, usuwa martwe komórki. Skóra staje się gładka i ujędrniona.

- **OCZYSZCZANIE PORÓW** Należy nacelować okrągły otwór w miejsce zaskórników, trądziku, w celu usunięcia ich. Jeżeli skóra zostanie uszkodzona lub pojawi się opuchlizna nie należy używać tej końcówki. Jeżeli zaskórники tkwią głęboko w skórze zaleca się użycie dużej końcówki.
- **LIFTING I UJĘDRNIANIE SKÓRY** Duża końcówka pobudza działanie mikrokążenia, wspomaga krążenie krwi i limfy, pozwala skórze się odnowić i pobudzić. Próżniowe podnoszenie wytwarza łagodne stymulujące działanie masujące.
- **USUWANIE I WYGŁADZANIE ZMARSZCZEK** Wąska, owalna końcówka jest przeznaczona do wykonywania mikro masażu w kącikach powiek, na skrzydełkach nosa, kącikach ust i innych okolicach narażonych na drobne zmarszczki.
- **USUWANIE WĄGRÓW** Specjalna mała końcówka z przedłużeniem, umożliwia oczyszczenie skóry w trudno dostępnych miejscach.
- **Bezbolesny i bezpieczny zabieg**
- **Pielęgnacja przeciw zmarszczkom**
- **Likwidacja przebarwień, blizn**
- **Alternatywa dla peelingu chemicznego (polecana dla kobiet w ciąży i alergików)**
- **Mniej zmarszczek, gładza skóry**
- **Bez efektów ubocznych**
- **Odpowiedni dla każdego rodzaju skóry**

SPOSÓB KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA:

Krok 1: Naładuj urządzenie przed pierwszym użyciem. Dokładnie oczyścić skórę przed zabiegiem, dobrać odpowiednią końcówkę w zależności od potrzeb.

Krok 2: Do rozgrzania twarzy należy zrobić „parówkę”, tj. pochylić się nad sauną do twarzy lub miską z gorącą wodą, będąc przykrytym, np. ręcznikiem przez około 10 minut, w celu otwarcia porów.

Krok 3: Nie używać urządzenia w jednym punkcie ponad 3 sekundy. Pamiętać, aby poruszać urządzeniem po skórze. Nie wracać do miejsc już czyszczonych tylko przesuwając się dalej.

Krok 4: Po skończonym zabiegu użyć zimnego ręcznika lub zimnej maski, aby zamknąć pory twarzy, a następnie zastosować krem nawilżający.

PRZECIWWSKAZANIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

- u osób ze stanami zapalnymi skóry,
- w miejscach podrażnionych, zadrapania skóry,
- uszkodzenia skóry,
- ponadto urządzenie służy wyłącznie do użytku zewnętrznego.

Zestaw składa się z:

- Urządzenie kosmetyczne do mikrodermabrazji diamentowej (moc ssania 3W)
- 5 wymiennych końcówek
- 5 bawełnianych filtrów
- Kabel USB do ładowania
- Pudełko